



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2552/25

z dnia **31.12.2025r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 04.12.2025r.

Przedmiot wyceny: Urządzenie kosmetyczne PLASMA IQ

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem urządzenia.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 09.12.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia określono na podstawie dostępnych ofert sprzedaży podobnych urządzeń nowych, zlokalizowanych na wyspecjalizowanych witrynach internetowych.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej urządzenia oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane identyfikacyjne urządzenia:

Rodzaj	Urządzenie kosmetyczne
Marka, model	PLASMA IQ
Numer seryjny	11201623
Rok produkcji	2018
Producent	Berger&Kraft Medical Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa wyprodukowano w Chinach

Urządzenie produkcji chińskiej, dystrybuowane pod różnymi markami na rynkach europejskim i światowym.

Dane techniczne:

Ładowarka	230 V 50 / 60Hz 15W
Napięcie wyjściowe ładowarki	1A 12,6V
Maksymalna moc wyjściowa	5W

Częstotliwość wyjściowa	40 kHz
Maksymalne napięcie wyjściowe	1400 V
Maksymalny prąd wyjściowy	12,7 mA
Wymiary urządzenia	30 x 50 x 180 mm
Waga	123 g
Bateria	11 VDC, 3-ogniskowa, litowa
Wymiary ładowarki	śr. 80 mm / wys. 60 mm
Ciężar ładowarki	450 g
Stopień ochrony	IP21
Tryb pracy	Ciągły

Zastosowanie:

Urządzenie PLASMA IQ jest przeznaczone do wykonywania mikrowiązką plazmy precyzyjnych zabiegów dermatologicznych i kosmetycznych, takich jak nieinwazyjna plastyka powiek (blefaroplastyka), redukcja zmarszczek czy usuwanie niedoskonałości skóry. Przyrząd wykorzystuje zjawisko jonizacji gazów, generując łuk elektryczny o napięciu do **1400 V**, który powoduje sublimację naskórka bez uszkodzania głębszych warstw tkanek.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono urządzenie kosmetyczne PLASMA IQ o w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzone w działaniu, składowane wraz z ładowarką w niefabrycznym opakowaniu. Wizualny stan techniczny urządzenia – dostateczny. Obudowy koloru białego, zabrudzone, wklejka znamionowa wytarta, częściowo niekompletna. Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej (instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej). Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki (wklejki) znamionowej. Oznaczenie CE zlokalizowano. Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia w warunkach oględzin. Podczas oględzin urządzenie niepodłączone do zasilania możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji działania. Brak igieł zabiegowych.

UWAGA!

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności urządzenia oraz wyposażenia (igły) w warunkach serwisowych.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.


Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA



ALFA MEDICAL S.p.A.
Berger&Kraft Medical Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa (PL)
2018
11201623 REF PLASMA IQ CE