

OP

Wycena numer: **95/07/2026/AP/K**

z dnia: **2026-07-01**

Rzeczoznawca: inż. Krzysztof Chyziński

Zadanie: Określenie wartości rynkowej

#### DANE IDENTYFIKACYJNE

Kategoria: Urządzenia kosmetyczne  
Rodzaj: Sprzęt beauty  
Producent: ESTELASE  
Model/typ: P-808L  
Nr seryjny: 20250827EL01GK  
Rok produkcji: 2025



#### DANE TECHNICZNE

- Długość fali lasera: 808 nm.
- Gęstość energii (fluence): 1–120 J/cm<sup>2</sup> (zależnie od ustawień).
- Częstotliwość impulsów: 1–10 Hz.
- Szerokość impulsu: 10–400 ms.
- Rozmiar plamki zabiegowej: około 13 × 13 mm.
- System chłodzenia: kontaktowe chłodzenie szafirowe + woda + powietrze + moduły TEC.
- Napięcie zasilania: 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Moc znamionowa urządzenia: 4500 W

\*Powyższe informacje o wyposażeniu przedmiotu wyceny pochodzą ze strony producenta i dotyczą przedmiotu nowego. Nie stanowią one potwierdzenia stanu ani kompletności przedmiotu wyceny.

---

## ZASTOSOWANIE

Laser diodowy ESTELASE P-808L jest przeznaczony do wykonywania profesjonalnych zabiegów trwałej redukcji owłosienia na różnych obszarach ciała. Urządzenie emituje wiązkę lasera, która oddziałuje na melaninę znajdującą się w mieszkach włosowych, prowadząc do ich uszkodzenia i ograniczenia wzrostu włosów. Znajduje zastosowanie w gabinetach medycyny estetycznej oraz kosmetologii, umożliwiając wykonywanie zabiegów na różnych fototypach skóry z wykorzystaniem regulowanych parametrów pracy i systemu chłodzenia zwiększającego komfort pacjenta.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO

Urządzenie przechowywane w warunkach magazynowych, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Widoczne ślady użytkowania - zabrudzenia i zarysowania obudowy. Urządzenie reaguje na podłączenie do zasilania, ze względu na brak instrukcji obsługi i przeszkolonego personelu nie podłączano głowic. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej urządzenia. Brak informacji dotyczących wykonanych przeglądów technicznych oraz intensywności użytkowania. Widoczne uszkodzenia skrzyni transportowej.

---

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

---

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

---

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



---

Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



---

Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



---

Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



---

Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20



---

Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



---

Zdjęcie 23




Zdjęcie 24




Zdjęcie 25




Zdjęcie 26



Zdjęcie 27




Zdjęcie 28



Zdjęcie 29



Zdjęcie 30



---

Zdjęcie 31



Zdjęcie 32

